0.1 Лабораторная работа 6

Тема:Определение коэффициента электропроводности сильного электролита.

Цель работы: Изучение влияния разбавления на электропроводность сильных электролитов. Определение коэффициента электропроводности сильного электролита методом измерения электропроводности раствора. Графическое построение зависимостей удельной электропроводности от концентрации и эквивалентной электропроводимости от разбавления.

Оборудование и реактивы: кондуктометр, мерный цилиндр на 100 мл, мерные колбы на 100 мл, раствор KCl, раствор NaCl, стакан, вода.

Теория 1.

Порядок выполнения

Пипеткой в ячейку наливают 100 мл исследуемого раствора сильного электролита (электролит берут по указанию преподавателя) и измеряют три раза его сопротивление, перемешивая перед каждым измерением. Далее раствор разбавляют два раза, для чего из стакана (ячейки) отбирают пипеткой 50 мл исследуемого раствора, переносят его в чистый стакан и добавляют туда этой же пипеткой 50 мл дистиллированной воды. Разбавленный раствор заливают в ячейку и измеряют сопротивление. Далее измеряют удельную электропроводность растворов сильного электролита, например хлорида натрия или хлорида калия, разбавленных соответственно в 4, 8, 16 и 32 раза (т.е. делают ещё 4 последовательных двойных разбавления как описано выше). Результаты записывают в таблицу 1. После окончания работы с электродами их тщательно промывают дистиллированной водой.

Таблица 1: Экспериментальные данные

Обработка экспериментальных данных

Измерив удельную электропроводность всех растворов, рассчитывают для них значения нормальной концентрации C, разведение C^{-1} и результат расчетов вносят в таблицу 1.

Постройте график зависимости удельной электропроводности от разведения в координатах $\kappa-C^{-1}$.

Затем выполняют расчет значений \sqrt{C} , эквивалентной электропроводности, λ , и коэффициента электропроводности f. Результаты расчетов вносят в таблицу 2.

Нормальную концентрацию растворов рассчитывают по её исходному значению с учетом двукратных последовательных разбавлений в a раз (a=0,5).

$$C_0 = \frac{n_0}{V}$$

При разбавлении:

$$n_1 = C_0 \cdot V \cdot a$$

Новая концентрация разбавленного в a раз раствора равна:

$$C_1 = \frac{n_1}{V} = C_0 \cdot a$$

Таблица 2: Результаты рассчетов

№ измерения			Эквивалентная	Коэффициент
	\sqrt{C}	C^{-1} ,	электропровод-	электропро-
		л/моль-экв	ность	водности
			λ ,	f
			$\mathrm{Cm}\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{моль}$ -экв	

или:

$$C_i = \frac{n_1}{V} = C_0 \cdot a^i$$

Эквивалентную электропроводность расчитывают по формуле:

$$\lambda = \frac{\kappa \cdot 1000}{C}$$

Зависимость эквивалентной электропроводности от концентрации для разбавленных растворов сильных электролитов выражается эмпирическим уравнением Кольрауша:

$$\lambda = \lambda_0 - A \cdot \sqrt{C},$$

где A – константа, зависящая от природы растворителя и температуры.

Уравнение Кольрауша является уравнением прямой, не проходящей через начало координат. Постройте график в координатах $\lambda - \sqrt{C}$. Путем экстраполяции прямой $\lambda = \lambda(\sqrt{C})$ при $C \to 0$ определите эквитвалентную электропроводность предельно разбавленного раствора λ_0 . Сравните это значение с рассчитанным по закону Кольрауша:

$$\lambda_0 = u_+^0 + u_-^0,$$

где u_{+}^{0} и u_{-}^{0} — подвижности катионов и анионов (находят по таблице $\ref{eq:constraint}$).

Коэффициент электропроводности f рассчитывают по формуле:

$$f = \frac{\lambda}{\lambda_0}$$

Затем строят график зависимости коэффициента электропроводности от концентрации в координатах f-C.

Сделайте вывод о зависимости удельной и эквивалентной электропроводности от концентрации электролита. Сделайте вывод о зависимости коэффициента электропроводности от концентрации электролита.

Контрольные вопросы

- 1. Зависимость электропроводности от температуры.
- 2. Тормозящие эффекты в сильных электролитах.
- 3. Что такое ионная сила электролита?
- 4. Что такое активность, подвижность ионов. Средний коэффициент активности электролита.
- 5. Что учитывает коэффициент электропроводности?